

## Gastrik Bypass Hastalarına yönelik A.M.I. B-Band\*

- Kese boyutunu kontrol eder ve stoma dilasyonuna karşı uzun süreli koruma sağlar
- Eşsiz kapama mekanizması, implantasyon sırasında çapın tam olarak ayarlanmasını sağlar
- Önceden bükümlü şekli, kolayca yerleştirilmesine izin verir
- Yumuşak halkası, migrasyon riskini azaltır


A.M.I. B-Band\*, gastrik bypass hastalarında, gastroenterostomiyi stabilize etmek ve stomanın daha sonra dilasyonunu engellemek ve böylece kilo verme durumunun sürekliliğini artırmak amacıyla mide kesesinin etrafına implant edilir.

Bant, implantasyon sırasında gerekli çapın dikişsiz ve tam olarak ayarlanmasına izin veren, türünün tek örneği bir üründür. Kapama ilmiğindeki önceden bağlanmış düğüm, implantın iç çapı, daire içine alınmış mide dokusunun dış çapına denk gelinceye kadar, standart bir düğüm itici ile basitçe ileri itilir. Gastrik tüp kullanılması, ebadın standardize edilmesini sağlar. Bant üzerindeki işaretlemeler, implantasyon sırasında bant büyüklüğünün tam dokümantasyonuna izin verir.

Yumuşak, önceden şekillendirilmiş, ayarlanabilir bant:

- 12 mm bir trokardan geçirilebilir
- kapatılmış doku üzerinde naziktir
- migrasyon riskini azaltır
- kolaylıkla kapatılabilir ve
- kusursuz bir uyum için geniş bir ayarlama aralığına sahiptir

\* A.M.I. Yumuşak Gastrik Bypass Bandı

Sipariş Kodu	A.M.I. B-Band*	Teknik Detaylar
AGB 368	A.M.I. Yumuşak Gastrik Baypas Bandı	Ayarlanabilir iç çap : 15 – 22 mm Ayarlanabilir bant uzunluğu : 4.5 – 7.0 cm Bant yüksekliği : 12 mm
	Gastroenterostomi stomasının stabilizasyonu için gastrik bantlama implantı. <ul style="list-style-type: none"><li>• A.M.I. Yumuşak Gastrik Baypas Bandı</li><li>• Kullanım kılavuzu</li></ul>	1 parça, steril olarak teslim edilir