



A.M.I. TissueBag Enstruman

- Sterildir, tamamen disposabledir.
- Emniyetli çıkartım içindir.
- Süper sağlamlık.
- Bütün ihtiyaçlar için büyük boy.
- Kolay ve emniyetli kullanım.



FasciaCutter Disposable Enstruman

- Steril, tamamen disposabledir.
- Trokar insizyonunu emniyetli ve kontrollü genişletmeye imkan tanır.

A.M.I. TissueBag Premium

Bu üstün kaliteli, kullanımı kolay ekstraksiyon torbası ile, artık bir seçeneğiniz var. Torba, numune ile doldurulduktan sonra derhal çıkarılabilir veya daha sonra alınmak üzere abdomende bırakılabilir. Torbayı abdomende bırakmak için:



Laparoskopi için güçlü ekipman:

- TissueBag disposable
- FasciaCutter
- Disposable Instrument, Spesimenin çıkarılması için
- Bütün 10mm. trokarlara uygundur.
- Poliüretandan imal

Ürün Kodu	A.M.I. Tek Kullanımlık Cihazlar	Teknik Bilgiler
TBI 100	<p>A.M.I. TissueBag Disposable Enstruman</p> <ul style="list-style-type: none"> - TissueBag Cerrahi prosedürler sırasında spesimenin Emniyetli olarak çıkartılması için disposable entruman. - 10 adet/kutu. Sterildir. <p>Endikasyon örnekleri Lap. Kolesistektomi, Lap. Apendektomi, Lap. Miyomektomi Lap. Oferoktomi</p>	Extra sağlam torba 65mm çapa açılır. Enstruman uzunluğu 485mm. dir.
AFC 100	<p>A.M.I. FasciaCutter Disposable Enstruman</p> <ul style="list-style-type: none"> - FasciaCutter; trokar insizyonunun emniyetli ve kontrollü olarak genişletilmesi için kullanılır. - Steril ve tek kullanımlıktır. - 20 adet/kutu. 	Uzunluk: 150mm.

Ürün Kodu	A.M.I. Tek Kullanımlık Cihazlar	Teknik Bilgiler
TBI1011	<p>A.M.I. TissueBag Premium</p> <ul style="list-style-type: none"> - For immediate removal of specimen, or - For removal on completion of surgery. <p>The bag may be left in the abdomen during the procedure.</p>	Instrument length: 515 mm Delivered sterile 10 instruments/box
ELI1011	<p>A.M.I. Disposable EasyLoop Instrument</p> <p>Suture loop with sliding knot and retaining bracket.</p> <p>Designed for use in laparoscopic procedures, however may also be used for closing structures in very narrow areas during open procedures.</p> <p>Suitable for closing a wide range of structures up to 15 mm in diameter including:</p> <ul style="list-style-type: none"> - appendix - mesoappendix - cystic duct - mesenteric artery 	Instrument: Length of rod: 400 mm Total length: 445 mm Diameter: 5 mm Suture loop: Size: 2-0 USP Material: synthetic absorbable multifilament Suitable for trocars 5 mm or larger Box of 10, individually sterile-packed