



A.M.I. SituClean Cihazı

ASPİRASYON VE İRİGASYON
PARMAK UÇLARINIZDA

- Kablosuz-cihatsız=temizlik gerektirmez
- Daima hazır kullanımı kolay
- Basınç kontrollü, hassas irigasyon
- Ameliyat sırasında tekrar doldurulabilir
- Kolay ve bakteriyolojik açıdan emniyetli

SituClean 3 kısımdan oluşur

- 1-Aspirasyon irigasyon tutacı ve 5mm kanul
- 2-Sökülebilir irigasyon şişesi, ameliyat sırasında doldurulabilir.
- 3-Sökülebilir emme şişesi.

Ürün Kodu:	A.M.I. SituClean Cihazı	Teknik detay:
ASC 420	SituClean tek kullanımlık sistem şunlardan oluşur -Tutucu -Aspirasyon irigasyon kanülü 5mm x 300mm -100ml lik 3 şişe -3 adet / kutu	Steril paketlenmiştir. tek kullanımlıktır. 5mm lik trokar ile kullanılır.



A.M.I. OptiClean Sistemi

Görüş ve zaman kaybı olmadan emniyetli prosedürler!

- Teleskobun çıkartılması ve lensin temizlenmesi ile oluşan görüş ve kontrol kaybını önler.
- İleri seviyeli endoskopik prosedürlerde 20 dakikaya varan zaman tasarrufu sağlar.
- Özellikle 10mm teleskoplara tutturulmak üzere tasarlanmıştır. Lensi intraoperatif olarak temizler.



Ürün kodu:	A.M.I. Opti-Clean 305	Teknik detaylar
AO C 400	A.M.I. Opti-Clean geçme kılıf hortumu Irigasyon şırıngası Em me tüpü delme iğnesi Em me tüpü kilidi 6 adet/kutu	Uzunluk: 305 m m 10 mm 0° - 30° teleskoplara uygundur OptiClean takılmış 10 mm teleskop için gerekli trokar çapı: 12 m m
AO C 402	A.M.I. Opti-Clean geçme kılıf hortumu Irigasyon şırıngası Em me tüpü delme iğnesi Em me tüpü kilidi 6 adet/kutu	Uzunluk: 285 m m 10 mm 0° - 30° teleskoplara uygundur OptiClean takılmış 10 mm teleskop için gerekli trokar çapı: 12 m m