



A.M.I. TIC Sistemi Trokar deliklerinin kapatılmasında devrim

- Kullanımı kolay ve hızlıdır
- Desüflasyon sonrasında da güvenle kapatır
- Bütün insizyon delikleri üzerinden görsel kontrol yapılabilir.
- Tek kullanımlık aksamaları sayesinde birden çok kez kullanılabilir
- Yüksek maliyet tasarrufu için
- TIC= Trocar Incision Closure

Trokar herni, laparoskopik cerrahi müdahalelerde karşımıza çıkan tanıdık bir sorundur. Deneyimlerimiz göstermiştir ki, bu türden hernilerin ortaya çıkışı hem trokar büyüklüğüne hem de insizyonun kapatılmasına bağlıdır. Özellikle de bağıdokuda 10 mm ve üstündeki trokarların neden olduğu bozuklukların kapatılması trokar hernilerin ortaya çıkmasını önleyebilmektedir. Ancak yolların çok dar olması ve çok zor görülebilmesi nedeniyle özellikle de kilo fazlası bulunan hastalarda bunları kapatabilmek bazen çok zordur.

A.M.I.'nin eşsiz ve patentli* teknolojisi sayesinde artık bu sorunlar geçmişte kaldı.

Bu alet

- desüflasyon sonrasında dahi bağıdoku seviyesinde trokar deliklerinin güvenle kapatılabilmesi için görsel kontrol olanağı sunar,
- dikim sırasında ortaya çıkabilecek iyatrojen yaralanma riskini neredeyse tamamen sıfıra indirir,
- karın duvarının kalınlığından bağımsız olarak 10 mm büyüklükten itibaren bütün insizyonlara uygundur.

Sipariş Numarası	A.M.I. TIC Sistemi	Teknik Bilgiler
TIC1011	A.M.I. TIC Device* A.M.I. TIC Suture TIC1031 ve A.M.I. TIC Device* Loading Unit TIC1021 ile birlikte kullanılarak posterior bağıdoku bozukluklarının güvenle kapatılmasında kullanılan alettir. Paket içeriği: - A.M.I. TIC Device* (2) - Kullanım kılavuzu	Aletin uzunluğu :212 mm Boyun uzunluğu :143 mm Boyun çapı :içten 9 mm dıştan 15 mm Yeniden kullanılabilen 2 adet alet içeren kutu, steril değildir A.M.I. TIC Device* Loading Unit ve A.M.I. TIC Suture aletlerini içermez.
TIC1031	A.M.I. TIC Suture A.M.I. TIC Device* TIC1011 ile birlikte kullanılmak üzere polidaksanon malzemeden resorbe edilebilen, monofil iplik	Büyüklüğü (USP): 1 Kutuda 10 adet bulunur ve her biri steril ambalaj içerisindedir. A.M.I. TIC Device* Loading Unit aletini içermez.
TIC1021	A.M.I. TIC Device* Loading Unit A.M.I. TIC Device* TIC1011 ile birlikte kullanılmak üzere steril ambalajı içerisinde tek kullanımlık aksam Paket içeriği: - Turuncu tıpa (1) - Siyah kapak (1) - İğne (2)	Kutuda 10 adet bulunur ve her biri steril ambalaj içerisindedir. A.M.I. TIC Suture aletini içermez

Tasarımın avantajları

- Uzun boynu ve lateral doku penceresi sabit ve kontrollü bir lateral baskıya ve böylelikle de delik ve yara kenarı arasında güvenli bir mesafeye olanak tanır.
- Bu aletin travmatik ucu iç organların yaralanmasını önler.
- Işık kaynağı bağlantısı genel geçer bütün optik lifli ışık iletkenleriyle uyumludur ve böylelikle de dikilecek dokunun net bir şekilde görülebilmesi sağlar.
- Bu alet, tek kullanımlık aksamlarla yeniden kullanılmak üzere yeniden sterilize edilebilir. Bir hastada 10 mm ve üzerindeki büyüklükteki bütün trokar deliklerinin kapatılabilmesi için müdahale sırasında dahi ayrı steril ambalajlarda bulunan ipliklerle birden çok kez kullanılabilir.