



## Önemli klinik avantajlara sahip, açık ve laparoskopik fıtık tamirleri için ideal mesh!

### Malzeme:

Güvenilir polypropylene - onlarca yıllık emniyetli, etkin klinik kullanım.

### Ağırlık:

19 g/m<sup>2</sup> (diğer bazı meshlerin 1/6 ağırlığında.)

### Gözenekler:

50-100 micronluk hücrelerarası gözenekler, optimum fibroblast gelişimi sağlar (enfeksiyona karşı savunma).

### En hafif Mesh:

19g/m<sup>2</sup>. Mükemmel kullanım, kesme ve kenar özellikleri. Yumuşak, batmayan kenarlar. Kullanımı kolay, önkestimli biçim.

Ürün kodu:	A.M.I. Hernia Mesh	Teknik detaylar
AHM 1011 AHM 1012	Fıtık tamiri için monofilament mesh. Açık ve Laparoskopik prosedürler için. Polypropylen, ultra hafif (19 g/m <sup>2</sup> )  5 adet / kutu	15 x 15 cm 30 x 30 cm  Steril ambalajda